

enovis™

DONJOY®

LumboForce®

**GUT VERSORGT AUF
GANZER LINIE**



DONJOY®

LumboForce®


Unterstützung für die Lendenwirbelsäule auf ganzer Linie

Die Lumboforce-Linie bietet mit sechs aufeinander abgestimmten Produkten eine breite Palette an Rückenorthesen zur indikationsgerechten Therapie bei Erkrankungen der Lendenwirbelsäule - von leichter Stabilisierung bei akuten und chronischen Schmerzen bis hin zur überbrückenden Orthese bei Wirbelfrakturen und schwersten Lumboischialgien oder Protrusionen.

Das Portfolio wird durch die neue elastische Beckenorthese Lumboforce Sacro zur Stabilisierung im Bereich der Symphyse und des Iliosakralgelenks optimal ergänzt.



Unterstützung für die Lendenwirbelsäule auf ganzer Linie



LUMBOFORCE® SACRO

Indikationen:

Stabilisierung, Stützung des Beckens & Iliosakralgelenks, Schmerzlinderung nach Trauma der Symphyse/des Iliosakralgelenks, Symphyseninsuffizienz, Strukturelle Lockerung des Iliosakralgelenks



LUMBOFORCE® 1

Indikationen:

Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule, Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose



LUMBOFORCE® 2

Indikationen:


Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule, Akute und chronische Schmerzen, Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose



LUMBOFORCE® 3

Indikationen:


Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule, Bandscheibenvorfall - Vorwölbung & Protrusion (konservativ und postoperativ), Spondylolisthese, Facettensyndrom



LUMBOFORCE® 4

Indikationen:

Bandscheibenvorfall im Stadium 3 und 4, Spondylolisthese, Stabile Wirbelfrakturen der Lendenwirbelsäule, Lumbale, Spinalkanalstenose, Spinalkanaldekompensation



LUMBOFORCE® 5

Indikationen:

Bandscheibenvorfall im Stadium 3 und 4, Spondylolisthese, Stabile Wirbelfrakturen der Lendenwirbelsäule, Lumbale Spinalkanalstenose





Pluspunkte

OPTIMIERTER TRAGEKOMFORT

Anatomisches 3D-Strickdesign

sorgt für eine optimale Passform.

Weiches, atmungsaktives und elastisches Material

verleiht ein angenehmes Tragegefühl.

Schlank und unauffällig

durch ein innovatives Produktdesign.

VERBESSERTE PASSFORM

Anatomische Form

für einen passgenauen Sitz.


Frontverschluss mit Mikroklett und Handeinschub

erleichtert das Anlegen.


Patentierete Produktvorteile



**Druckpelotte mit
dynamischen
Massagenoppen**



**Einstellbarer
Überbrückungsrahmen
zur individuellen
Anpassung**



**Überbrückungsschale für
eine hohe Stabilität**



LumboForce® Sacro

HMV-Nr.: 23.11.01.1010


Beckenorthese, elastisch

INDIKATIONEN

- Stabilisierung, Stützung des Beckens & Iliosakralgelenks
- Schmerzlinderung nach Trauma der Symphyse/des Iliosakralgelenks
- Symphyseninsuffizienz
- Strukturelle Lockerung des Iliosakralgelenks

PLUSPUNKTE

- Schlank und unauffällig
- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikrolett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Zwei herausnehmbare, dorsale Druckpelotten mit dynamischen Massagenoppen




Zwei einstellbare
Druckpelotten mit
dynamischen Massagenoppen



BESTELLINFORMATION

ARTIKEL-NR.	HÜFTUMFANG*	GRÖSSE
82-0058-2	75 - 90 cm	S
82-0058-3	90 - 100 cm	M
82-0058-4	100 - 110 cm	L
82-0058-5	110 - 120 cm	XL
82-0058-6	120 - 130 cm	XXL
82-0058-7	130 - 140 cm	XXXL



* Messung 2,5 cm unterhalb des Beckenkamms



LumboForce® 1

HMV-Nr.: 23.14.03.2069


Stabilisierungsorthese mit Pelotte

INDIKATIONEN

- Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule
- Lumbalgie
- Osteochondrose
- Spondylarthrose

PLUSPUNKTE

- Schlank und unauffällig
- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikroklett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Herausnehmbare, dorsale Druckpelotte mit dynamischen Massagenoppen




Druckpelotte mit dynamischen Massagenoppen



BESTELLINFORMATION

ARTIKEL-NR.	TAILLEUMFANG	GRÖSSE
82-0059-2	75 - 85 cm	S
82-0059-3	85 - 95 cm	M
82-0059-4	95 - 105 cm	L
82-0059-5	105 - 115 cm	XL
82-0059-6	115 - 125 cm	XXL
82-0059-7	125 - 135 cm	XXXL





LumboForce® 2

HMV-Nr.: 23.14.03.3059

Stabilisierungsorthese mit Pelotte und Zügelementen

INDIKATIONEN


- Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule
- Akute und chronische Schmerzen
- Lumbalgie
- Osteochondrose
- Spondylarthrose

PLUSPUNKTE

- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikroklett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Leichtgängiger Zuggurt steigert die Kompression
- Herausnehmbare, dorsale Druckpelotte mit dynamischen Massagenoppen
- Höhenverstellbares Rückenpad



Druckpelotte mit dynamischen Massagenoppen




Einstellbares Rückenpad zur individuellen Entlastung der Lendenwirbelsäule



BESTELLINFORMATION

ARTIKEL-NR.	TAILLEUMFANG	GRÖSSE
82-0060-2	75 - 85 cm	S
82-0060-3	85 - 95 cm	M
82-0060-4	95 - 105 cm	L
82-0060-5	105 - 115 cm	XL
82-0060-6	115 - 125 cm	XXL
82-0060-7	125 - 135 cm	XXXL





LumboForce® 3

HMV-Nr.: 23.14.02.0xxx


Lumbalstützorthese mit Mobilisierungsfunktion

INDIKATIONEN

- Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule
- Bandscheibenvorfall - Vorwölbung & Protrusion (konservativ und postoperativ)
- Spondylolisthese
- Facettensyndrom

PLUSPUNKTE

- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikroklett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Leichtgängige Zuggurte steigern die Kompression
- Herausnehmbare dorsale Stäbe zur Abrüstung der Orthese
- Zwei Rückenhöhen: 26 cm und 32 cm




Zugsystem mit zwei Gurten zur Steigerung der Kompression



BESTELLINFORMATION

ARTIKEL-NR.		TAILLEUMFANG	GRÖSSE
HÖHE 26 CM DORSAL 16 CM VENTRAL	HÖHE: 32 CM DORSAL 19 CM VENTRAL		
82-0061-2	-	75 - 85 cm	S
82-0061-3	82-0062-3	85 - 95 cm	M
82-0061-4	82-0062-4	95 - 105 cm	L
82-0061-5	82-0062-5	105 - 115 cm	XL
82-0061-6	82-0062-6	115 - 125 cm	XXL
-	82-0062-7	125 - 135 cm	XXXL





LumboForce® 4

HMV-Nr.: 23.14.02.1xxx


Überbrückungsorthese mit Mobilisierungsfunktion

INDIKATIONEN


- Bandscheibenvorfall im Stadium 3 und 4
- Spondylolisthese
- Stabile Wirbelfrakturen der Lendenwirbelsäule
- Lumbale Spinalkanalstenose
- Spinalkanaldekompensation

PLUSPUNKTE

- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikroklett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Leichtgängige Zuggurte und Flaschenzugsystem steigern die Kompression
- Individuell anpassbarer Überbrückungsrahmen
- Herausnehmbarer Überbrückungsrahmen zur Abrüstung der Orthese
- In zwei Höhen erhältlich



Dorsales Zugsystem zur Steigerung der Kompression




Einstellbarer Überbrückungsrahmen zur individuellen Anpassung



BESTELLINFORMATION

ARTIKEL-NR.		TAILLENUMFANG	GRÖSSE
HÖHE 26 CM DORSAL 16 CM VENTRAL	HÖHE: 32 CM DORSAL 19 CM VENTRAL		
82-0063-2	-	75 - 85 cm	S
82-0063-3	82-0064-3	85 - 95 cm	M
82-0063-4	82-0064-4	95 - 105 cm	L
82-0063-5	82-0064-5	105 - 115 cm	XL
82-0063-6	82-0064-6	115 - 125 cm	XXL
-	82-0064-7	125 - 135 cm	XXXL





LumboForce® 5

HMV-Nr.: 23.14.02.2xxx


Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion

INDIKATIONEN


- Bandscheibenvorfall im Stadium 3 und 4
- Spondylolisthese
- Stabile Wirbelfrakturen der Lendenwirbelsäule
- Lumbale Spinalkanalstenose

PLUSPUNKTE


- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikroklett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Leichtgängige Zuggurte und Flaschenzugsystem steigern die Kompression
- Die Überbrückungsschale sorgt für eine hohe Stabilität
- Herausnehmbare Überbrückungsschale zur Abrüstung der Orthese
- Zusätzlich einklebbare Bauchpelotte
- Zwei Rückenhöhen: 26 cm und 32 cm



Dorsales Zugsystem zur Steigerung der Kompression




Überbrückungsschale für eine hohe Stabilität



Bauchpelotte für einen abdominalen Gegendruck

BESTELLINFORMATION

ARTIKEL-NR.		TAILLENUMFANG	GRÖSSE
HÖHE 26 CM DORSAL 16 CM VENTRAL	HÖHE: 32 CM DORSAL 19 CM VENTRAL		
82-0065-2	-	75 - 85 cm	S
82-0065-3	82-0066-3	85 - 95 cm	M
82-0065-4	82-0066-4	95 - 105 cm	L
82-0065-5	82-0066-5	105 - 115 cm	XL
82-0065-6	82-0066-6	115 - 125 cm	XXL
-	82-0066-7	125 - 135 cm	XXXL



WIR SIND FÜR SIE DA!

Service-Hotline Orthopädietechnik

Montag bis Freitag: 8.30 bis 16.30 Uhr Telefon: 0180 1 676 333* Telefax: 0180 11 676 33 E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com

* Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

WEITERE INFORMATIONEN



Vielfältige Behandlungsoptionen

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.enovis-medtech.de



Produktkatalog Orthopädische Hilfsmittel

Unsere aktuellen Orthopädischen Hilfsmittel:
www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge



Weitere Informationen zur LumboForce Linie

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.enovis-medtech.de

enovis™

Creating Better Together™

[enovis-medtech.de](http://www.enovis-medtech.de)

ORMED GmbH, Bötzinger Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.