

AIRCAST®

AIRCAST® AIRGO™ –
Der millionenfach
bewährte Klassiker



AIRCAST®
Das Original.

PRODUKT-INFORMATION
FÜR ARZT UND FACHHANDEL

 **DJO**®

AIRCAST® AIRGO™ – Der Klassiker unter den Sprunggelenkorthesen

AIRCAST® steht für die erstklassige Versorgung im Bereich Fuß und Sprunggelenk. Mit der AIRGO™ hat die Marke AIRCAST® ein Zeichen in der postoperativen und konservativen Sprunggelenksversorgung gesetzt. Mit ihrem einzigartigen Design unterstützt und stabilisiert die AIRGO™ das Sprunggelenk, so dass der verletzte und geschwächte Knöchel wieder seine volle Belastbarkeit erreicht.

Merkmale

Patentiertes ATF-Zugband

- zusätzliche Stabilisierung
- individuelle Einstellung der Supinations-/Pronationsbeschränkung
- wirkt Talusvorschub entgegen



Anatomische Form

- integrierte, anatomisch geformte Schalen
- Schalen mit Luftpolstern sorgen für komfortable Kompression



Einzigartiges Step-In-Design

- einfaches Anlegen auch bei starker Schwellung
- keine Beeinträchtigung des Abrollvorgangs



Indikationen

- Supinationstrauma
- Distorsionen
- Subluxation

Rezeptierung

Positions-Nr.:
34231 110

Pflaster Kleber		Vertragsarztstempel
Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)		
aus idem	AIRCAST AIRGO	
W. Klein	Sprunggelenk-Führungsbandage mit	
a. Klein	Stabilisierungselementen	
	Positionsnummer.: 34231 110	
	Indikation:	
BBB		
© S. Rössler		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2025)

Funktionen und Vorzüge auf einen Blick

Offenes Step-In-Design

- ermöglicht leichtes Anlegen auch bei starker Schwellung

Anatomisch geformte rigide Schalen

- bieten Unterstützung und Stabilität
- verhindern Inversion/ Eversion

Luftpolster

- sorgen für komfortable Kompression

ATF Zugband

- entlastet die verletzte Bandstruktur
- führt den Fuß in eine leichte Pronation
- unterstützt die Reduzierung des Talusvorschubs



AIRCAST® AIRGO™

Indikationen:

- Supinationstrauma
- Distorsionen
- Subluxation



Rezeptierung:

Rp. ohne Lagerkarte durchschneiden

AIRCAST AIRGO
Sprunggelenk-Führungsbandage mit
Stabilisierungselementen
Positionsnummer.: 34231 110
Indikation:

Unterstützt diese Anzeige
Kategorie: 022000

Artikelnummern:

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
XS	30-34	02MXSLCE	02MXSRCE
S	35-38	02MSLCE	02MSRCE
M	39-42	02MMLCE	02MMRCE
L	43-47	02MLLCE	02MLRCE
XL	47+	02MXLLCE	02MXLRCE